

ELECTROCAUTERIES
ELETTROCAUTERI

QUICK REFERENCE GUIDE

DISPOSABLE
MONOUSO



ref	F7244	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF
tip shape forma punta	FINE FINE	LARGE LARGA	FINE FINE	FINE FINE	THICK SPESSA	FINE FINE	ULTRA FINE ULTRA FINE
tip length (mm) lunghezza punta (mm)	28	28	75	125	28	28	28
temp.re (°C / °F) temperatura (°C / °F)	1200 / 2200				800 / 1400	600 / 1100	
activ. pressure (gr) pressione attivaz. (gr)	200				200	200	
power supply alimentazione	3,0				3,0	1,5	
diameter (mm) diametro (mm)	16				16	16	
weight (gr) peso (gr)	65	65	78	78	65	45	45
series serie	HTC				MTC	LTC	
	HIGH TEMPERATURE CAUTERY				MED. TEMP. CAUTERY	LOW TEMPERATURE CAUTERY	

**ELECTROCAUTERIES
ELETTROCAUTERI**

QUICK REFERENCE GUIDE

**REUSABLE
RIUTILIZZABILI**



	DISP. TIP		DISPOSABLE TIPS			
ref	F7297	F7298F	F7299	F7298F	F7298L	F7298FG
tip shape forma punta	-	FINE FINE	-	FINE FINE	FINE FINE	FINE FINE
length (mm) lunghezza (mm)	12	3	18	3	3	12
temp.re (°C / °F) temperatura (°C / °F)	600 / 1100	-	1200 / 2200	-	-	-
activ. pressure (gr) pressione attivaz. (gr)	200	-	200	-	-	-
power supply alimentazione	1,5	-	3,0	-	-	-
diameter (mm) diametro (mm)	16	-	16	-	-	-
weight (gr) peso (gr)	48	2	65	2	2	8
series serie	HTC		LTC			

**HIGH TEMPERATURE
CAUTERY AND TIP**

**LOW TEMPERATURE
CAUTERY AND TIPS**



F7298F



F7298L



F7298FG



DISPOSABLE CAUTERIES APPLICATION GUIDE

PRONTUARIO PER L'UTILIZZO DEI CAUTERI MONOUSO

FIELD OF APPLICATION CAMPO DI APPLICAZIONE	SUITABLE MODELS MODELLI DA UTILIZZARE						
	F7244	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF
CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY	CH. TORACICA E CARDIOVASC.						
valve replacement - sostituzione valvole cardiache			X				
carotid endarterectomy - endoarterectomia carotidea	X		X				
femoral popliteal artery bypass - bypass arterioso femoro popliteo	X		X				
patent ductus arteriosus - impianto di protesi vascolari			X				
fistula formation - formazione di fistole	X		X				
pacemaker implants - impianto di pace-maker	X						
arteriovenous shunt - shunt artero-venoso	X		X				
cardiac catheterism - cateterismo cardiaco	X						
PROCTOLOGY	PROCTOLOGIA						
surgery on rectal condyloma - cauterizzazione di condilomi ano-rettali		X		X			
hemorrhoidectomy - emorroidectomia	X			X			
treating of perineal laceration - trattamento di lacerazioni perineali	X			X			
GENERAL SURGERY	CHIRURGIA GENERALE						
colon resection - resezione del colon				X			
GYNAECOLOGY	GINECOLOGIA						
salpingectomy - salpingectomia	X						
abdominal hysterectomy - isterectomia addominale	X						
mastectomy - mastectomia	X						
vulvectomy - vulvectomia	X						
vaginoplasty - vaginoplastica	X						
SURGICAL GYNECOLOGY – DAY SURGERY	GINECOLOGIA AMB.LE - DAY SURGERY						
incision and drainage of abscess - incisione di ascessi (per drenaggio)				X			
removal of vulvar condyloma acuminata - rimozione di condilomi acuminati vulvari				X			
cervicitis polypectomy - polipectomia della cervice				X			
treating of erosion and recurring cervicitis - erosioni e cervicitis recidivanti a terapia				X			
excision of dysplasic tissue (little dimens.) - exeresi di tessuto plastico (piccole dim.)				X			
NEUROSURGERY	NEUROCHIRURGIA						
laminectomy - laminectomia				X			
removal of tumors - exeresi di tumori	X	X					
acoustic neuroma - neuroma acustico	X						
ORTHOPEDIC	ORTOPEDIA						
arthroplasty - artroplastica	X	X					
knee surgery - chirurgia del ginocchio	X	X					
hygroma removal - estirpazione di igroma	X						
bone graft procedures - procedure di innesti o trapianti ossei	X						
UROLOGY	UROLOGIA						
hydrolectomy - idrolectomia	X						
vasectomy - vasectomia	X						
removal of intra-vesical stones - rimozione di calcoli intra-vescicali	X						
circumcision - circoncisione	X						
OBSTETRICS	OSTETRICIA						
episiotomy repair - trattamento riparativo dopo episiotomia	X						
cesarean section - taglio cesareo	X						
EMERGENCY WARD	PRONTO SOCCORSO						
removal of haematoma under the nails - rimozione di ematomi sottoungueali					X		



DISPOSABLE CAUTERIES APPLICATION GUIDE

GUIDA ALL'UTILIZZO DEI CAUTERI MONOUSO

FIELD OF APPLICATION <small>CAMPO DI APPLICAZIONE</small>	SUITABLE MODELS <small>MODELLI DA UTILIZZARE</small>						
	F724A	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF

OTOLARYNGOLOGY

OTORINOLARINGOIATRIA

thyroidectomy - tiroidectomia	X						
control of epistaxis - controllo dell'epistassi				X			
polypectomy - polipectomia				X			
tumor removal - exeresi di tumori	X						
carbuncle surgery - chirurgia del carbonchio	X	X					
tracheostomy - tracheostomia	X						
excision of parotid gland - exeresi della parotide	X	X					
rhinoplasty - rinoplastica	X						
sinus surgery - chirurgia dei seni	X						
nasal septal surgery - chirurgia del setto nasale	X						

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE

CHIR. PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

blepharoplasty - blefaroplastica	X						
septonasal reconstruction - ricostruzione del setto nasale	X						
Z-plasty - autoplastiche a Z	X						
lacerations - riduzione di lacerazioni, esiti cicatriziali, ecc.	X	X					
burn procedures - ricostruzioni post ustioni	X	X					
mammoplasty - mammoplastica	X						
pinch graft	X	X					
harelip - labbro leporino	X						
abdominal lipectomy - controllo dei sanguinamenti in corso di lipectomia	X						
hair transplants - trapianto di capelli	X						
scar revision	X	X					

OPHTHALMOLOGY

OFTALMOLOGIA

cataract extraction - estrazione della cataratta						X	X
strabismus surgery - chirurgia dello strabismo	X					X	X
corneal transplant - trapianto di cornea						X	X
repair of burns and lacerations - ricostruzione lacerazioni e ustioni						X	X
tumor and cyst removal - rimozione di cisti e piccole neoformazioni	X					X	X
enucleation - enucleazione	X					X	X
keratectomy - cheratectomia						X	X
retinal surgery - chirurgia della retina						X	X
blepharoplasty - blefaroplastica	X						
dacryocystorhinostomy - dacriocistorinostomia	X					X	X

DERMATOLOGY

DERMATOLOGIA

removal of benign cutaneous excrescences as:	rimozione di escrescenze benigne quali:						
cernous fibroma	X						
molluscum contagiosum	X						
milium (Skin Cyst) - milium (ciste epidermica)	X						
cutaneous cornu - corno cutaneo	X						
keratosis papilloma - papilloma cheratosico	X						
infectious papilloma - papilloma infettivo	X						
condyloma acuminata - condiloma acuminato	X						
sebum wart - verruche seborroiche	X						

DENTAL SURGERY

endodontics - endodonzia	X						
dentistry - odontoiatria	X						
labial frenectomy - frenectomia labiale	X						

